

BESTELLANLEITUNG, HD BALANCE 16 & 24

Datum: Bestellnr:

Besteller: Tel:





Kontakt: Tel:

Geprüft für: Geprüft von:

- Das Bestellblatt ist für einen einzelnen Rollstuhl in der definierten Ausstattung zuzüglich etwaigem Zubehör vorgesehen.
- Alle Teile, die in der Standardkonfiguration des HD Balance enthalten sind, werden mit einem Kontrollkästchen mit fettem Rahmen () versehen. Ihr Rollstuhl wird in dieser Ausführung geliefert, sofern Sie nichts Anderweitiges wählen.
- Für weitere Informationen betreffend der Ausstattung und Zubehör ist das Bestellinformationsblatt (Art. Nr.: 95715-2) heranzuziehen oder jedes spezielle Informationsblatt. Sind detailliertere Informationen erforderlich, können Sie die Gebrauchsanleitung oder Montageanleitungen auf der HD-Homepage abrufen.

1. GRUNDMODELL

INFO BLATT: ART. NR. 95937-2

	Sitzbreite	Standard	verstärkte Ausführung	Art. nr. Standard	Art.nr. verstärkte Ausführung
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60210-6	60220-6
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60310-6	60320-6
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60410-6	60420-6
	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60510-6	60520-6
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60215-6	60225-6
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60315-6	60325-6
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60415-6	60425-6
	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60515-6	60525-6
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60250-6	60260-6
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60350-6	60360-6
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60450-6	60460-6
	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60550-6	60560-6
	38	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60255-6	60265-6
	42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60355-6	60365-6
	46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60455-6	60465-6
	50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60555-6	60565-6

2. REIFEN & LENKRÄDER

INFO BLATT: ART. NR. 95938-2

	HD Balance 24	Art. nr.	HD Balance 16	Art. nr.
Reifen PUR Standard GREIFREIFEN ALUMINIUM	<input checked="" type="checkbox"/>	67505-1	<input checked="" type="checkbox"/>	67551-1
Reifen Flexel GREIFREIFEN ALUMINIUM	<input type="checkbox"/>	67506-1	<input type="checkbox"/>	67552-1
Reifen Luft GREIFREIFEN ALUMINIUM	<input type="checkbox"/>	67507-1	<input type="checkbox"/>	67553-1
 Speichenschutz Balance 24" MONTAGE FALLS GEWÜNSCHT UNTEN BESTELLEN	___ st.	15471		
Montage Speichenschutz Balance 24"	<input type="checkbox"/>	15475-8		
Lenkräder Standard 175x43 mm	<input checked="" type="checkbox"/>	67331	<input checked="" type="checkbox"/>	67331
Lenkräder 175x28 mm	<input type="checkbox"/>	67336	<input type="checkbox"/>	67336

Lenkräder 200x28 mm NICHT IN KOMBINATION MIT 90° BEINSTÜTZENWINKEL	<input type="checkbox"/>	67337	<input type="checkbox"/>	67337
Lenkräder Flexel 200x50 mm	<input type="checkbox"/>	67338	<input type="checkbox"/>	67338
Lenkräder 125x27 mm mit langer Lenkgabel	<input type="checkbox"/>	67318	<input type="checkbox"/>	67318
Reduzierte Spurbreite der Lenkräder REDUZIERT DIE GESAMTBREITE DES ROLLSTUHL IN VERBINDUNG MIT ENG MONTIERTEN GREIFREIFEN. SIEHE INFO BLATT REIFEN, ART. NR. 95938-2	<input type="checkbox"/>	69991-1	<input type="checkbox"/>	69991-1

3. GREIFREIFEN

INFO BLATT: ART. NR. 95938-2

	HD Balance 24	Art. nr.
Aluminium, standard	<input checked="" type="checkbox"/>	15491
Edelstahl	<input type="checkbox"/>	15492
Soft Grip	<input type="checkbox"/>	15493
Eng montierte Greifreifen VERRINGERT DIE GESAMTBREITE, DER ANWENDER KANN NICHT SELBST FAHREN	<input type="checkbox"/>	15499-8

4. SCHIEBEBÜGEL / SCHIEBEGRIFFE

INFO BLATT: ART. NR. 95939-2



	Links	Art. nr.	Rechts	Art. nr.
Schiebebügelhalter, standard MIT BREMSHEBEL	<input checked="" type="checkbox"/>	62330-1	<input checked="" type="checkbox"/>	62330-2
SCHIEBEBÜGELHALTER, VERLÄNGERT +12 CM MIT BREMSHEBEL	<input type="checkbox"/>	62330-5	<input type="checkbox"/>	62330-6

Es werden längere Kabel für Bremsen, die Sitzneigungsfunktion und die Rückenlehnenverstellung benötigt;
in der Bestellung des Rollstuhls enthalten.



Schiebebügelhalter, Winkelverstellbar MIT BREMSHEBEL	<input type="checkbox"/>	62392-1	<input type="checkbox"/>	62392-2
---	--------------------------	---------	--------------------------	---------



	Sitzbreite	Art. nr.
Schiebebügel Standard	38	62341-1
	42	63341-1
	46	64341-1
	50	65341-1



Schiebebügel verlängert +8 CM	38	62342-1
	42	63342-1
	46	64342-1
	50	65342-1









Schiebebügel verlängert, gekröpft NICHT IN KOMBINATION MIT SCHIEBE- BÜGELHALTER VERLÄNGERT (+12CM) ODER VERSTELLBARER WINKEL	38	62343-1
	42	63343-1
	46	64343-1
	50	65343-1



Schiebegriffe, Paar NICHT IN KOMBINATION MIT SCHIEBE- BÜGELHALTER VERSTELLBARER WINKEL (UNABHÄNGIG VON DER SITZBREITE)	<input type="checkbox"/>	10295
---	--------------------------	-------

5. SITZKISSEN



INFO BLATT: ART. NR. 95940-2

	Grau Trevira	Schwarz Trevira	Dartex	Sitzbreite	Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Dartex
 Sitzkissen Standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68201	68203	68202
				42	68301	68303	68302
				46	68401	68403	68402
				50	68501	68503	68502
 Sitzkissen verl. +5cm (FÜR VERLÄNGERTEN SITZRAHMEN)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68205	68207	68206
				42	68305	68307	68306
				46	68405	68407	68406
				50	68505	68507	68506
 Elastischer Kissenüberzug SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGEN SCHWARZ TREVIRA				38		49205	
				42		49305	
			___ st	46		49405	
				50		49505	
 Kissenüberzug Inkontinenzfest SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGE SCHWARZ TREVIRA				38		49206	
				42		49306	
			___ st	46		49406	
				50		49506	
 Elastischer Kissenüberzug +5 cm SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGEN SCHWARZ TREVIRA				38		49207	
				42		49307	
			___ st	46		49407	
				50		49507	
 Kissenüberzug Inkontinenzfest +5 cm SCHUTZÜBERZUG WIRD ÜBER DEN VORHANDENEN BEZUG GEZOGE SCHWARZ TREVIRA				38		49208	
				42		49308	
			___ st	46		49408	
				50		49508	
Ohne Sitzkissen	<input type="checkbox"/>				68200-8		
Extra Überzug SITZKISSEN STANDARD				38	49211	49213	49212
		___ st	___ st	42	49311	49313	49312
			___ st	46	49411	49413	49412
				50	49511	49513	49512
Extra Überzug SITZKISSEN VERL. +5 CM				38	49215	49217	49216
		___ st	___ st	42	49315	49317	49316
			___ st	46	49415	49417	49416
				50	49515	49517	49516

6. RÜCKENSYSTEM

INFO BLATT: ART. NR. 95941-2

BEACHTEN SIE, DASS SIE UNTER PUNKT 15 UND 16 EIN EXTRABREITEN ODER EXTRASCHMALES RÜCKENSYSTEM WÄHLEN KÖNNEN.

			Sitzbreite	Art nr
 Flexi Back Velcro-regulierbar	<input checked="" type="checkbox"/>		38	62250
			42	63250
			46	64250
			50	65250
 Flexi Back Velcro-regulierbar, Rückenlehne +10cm	<input type="checkbox"/>		38	62255
			42	63255
			46	64255
			50	65255



feste Rückenplatte



38 62260
42 63260
46 64260
50 65260

verlängerte Rückenplatte,
Rückenlehne +10cm



38 62265
42 63265
46 64265
50 65265







7. RÜCKENKISSEN

INFO BLATT: ART. NR. 95941-2

		Grau Trevira	Schwarz Trevira	Dartex	Sitzbreite	Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Dartex
<p>Standard geformt MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68281	68291	68282	
				42	68381	68391	68382	
				46	68481	68491	68482	
				50	68581	68591	68582	
<p>flach Standard OHNE SEITENSTÜTZFLÜGELN</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68285	68295	68286	
				42	68385	68395	68386	
				46	68485	68495	68486	
<p>geformt verlängert (+10cm) MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68283	68293	68284	
				42	68383	68393	68384	
				46	68483	68493	68484	
<p>flach verlängert (+10cm) OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	68287	68297	68288	
				42	68387	68397	68388	
				46	68487	68497	68488	
Ohne Rückenkissen								
	<input type="checkbox"/>	68250-8						
<p>Extra Überzug für Standard geformt MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN</p>				38	48221	48231	48222	
				42	48321	48331	48322	
	___ st	___ st	___ st	46	48421	48431	48422	
				50	48521	48531	48522	
<p>Extra Überzug für Standard flach OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL</p>				38	48225	48235	48226	
				42	48325	48335	48326	
	___ st	___ st	___ st	46	48425	48435	48426	
				50	48525	48535	48526	
<p>Extra Überzug für geformt verlängert +10 CM MIT SEITENSTÜTZFLÜGELN</p>				38	48223	48233	48224	
				42	48323	48333	48324	
	___ st	___ st	___ st	46	48423	48433	48424	
				50	48523	48533	48524	
<p>Extra Überzug für flach verlängert +10 CM OHNE SEITENSTÜTZFLÜGEL</p>				38	48227	48237	48228	
				42	48327	48337	48328	
	___ st	___ st	___ st	46	48427	48437	48428	
				50	48527	48537	48528	





8. BEINSTÜTZEN

INFO BLATT: ART. NR. 95933-2

	Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
 höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, Standardlänge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		62725	62720
 höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, kurze USL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62721	62722
 höhenverstellbare Beinstützen kniewinkelverstellbar, lange USL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62723	62724
 EINSEITENBEDIENUNG DER KNIWINKELVERSTELLUNG (IN VERBINDUNG MIT DURCHGEHEDEM FUSSBRETT ODER DURCHGEHENDER WADENPLATTE)	<input type="checkbox"/>			62733-5	Auf Anfrage
 Amputationsbeinstütze	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	62771	62772
			42	63771	63772
			46	64771	64772
			50	65771	65772
 Beinstützen fix 90°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STANDARDLÄNGE	63758-1	63758-2
			LANG	63758-3	63758-4
			KURZ	63758-5	63758-6
			STANDARDLÄNGE	63759-1	63759-2
			LANG	63759-3	63759-4
			KURZ	63759-5	63759-6
Ohne Beinstützen KEINE WADENSTÜTZE UND FUSSTÜTZE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		62701-8	62702-8

9. WADENSTÜTZE




INFO BLATT: ART. NR. 95934-2

	Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
 geteilte Wadenstütze standard	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	62801	62802
			42	63801	63802
			46	64801	64802
			50	65801	65802
 Geteilte Wadenstütze +30 ZUSÄTZLICH 3 CM TIEFENVERSTELLBAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	62803	62804
			42	63803	63804
			46	64803	64804
			50	65803	65804
 Geteilte Wadenstütze +50 ZUSÄTZLICH 5 CM TIEFENVERSTELLBAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	62805	62806
			42	63805	63806
			46	64805	64806
			50	65805	65806
 Durchgehendes Wadenstütze AUSKUPPLUNGSMCHANISMUS FÜR KNIWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	<input type="checkbox"/>		38	62811	
			42	63811	
			46	64811	
			50	65811	

	Wadenpolster ZWEI GRÖSSEN : SB38-42 UND SB 46-50. OHNE KLAMMER	<input type="checkbox"/>	38-42	63891
			46-50	65891
	Wadenband EINE GRÖSSE FÜR ALLE SITZBREITEN OHNE KLAMMER	<input type="checkbox"/>		63892
	Klammer für Wadenpolster und Wadenband, 2 st	<input type="checkbox"/>		63895
Ohne Wadenpolster		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63801-8 63802-8
















10. FUßSTÜTZE

INFO BLATT: ART. NR. 95935-2

		Links	Rechts	Sitzbreite	Art nr Links	Art nr Rechts
	Geteilte Fußstütze STANDARDLÄNGE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	38	62909	62908
				42	63909	63908
				46	64909	64908
				50	65909	65908
	Geteilte Fußstütze VERKÜRZT IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	38	62903	62904
				42	63903	63904
				46	64903	64904
				50	65903	65904
	Durchgehende Fußstütze STANDARDLÄNGE (HOCHKLAPPBAR) AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNIEWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	<input type="checkbox"/>		38		62951
				42		63951
				46		64951
				50		65951
	Durchgehende Fußstütze VERKÜRZT (HOCHKLAPPBAR). IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNIEWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	<input type="checkbox"/>		38		62953
				42		63953
				46		64953
				50		65953
	Fußschale STANDARD AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNIEGELENK BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	<input type="checkbox"/>		38		62981
				42		63981
				46		64981
				50		65981
	Fußschale VERKÜRZT IN VERBINDUNG MIT BEINSTÜTZEN VERKÜRZT AUSKUPPLUNGSMECHANISMUS FÜR KNIEWINKEL- VERSTELLUNG BEI BEDARF SEPARAT BESTELLEN	<input type="checkbox"/>		38		62982
				42		63982
				46		64982
				50		65982
	Beinschutzpolster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		65987	65986
Montage des Beinschutzpolsters		<input type="checkbox"/>				65987-8
	Fersenband SATZ 2 STK, FÜR ZWEITEILIGE FUSSPLATTE EIN MODELL FÜR ALLE BREITEN	<input type="checkbox"/>				62995-1
Montage Fersenband, 2 Stk		<input type="checkbox"/>				62995-8
	Polster für geteilte Fußstütze 2 STK	<input type="checkbox"/>		38-42		62991-1
				46-50		64991-1
	Polster für durchgehende Fußstütze oder Fußschale	<input type="checkbox"/>		38		62993-1
				42		63993-1
				46		64993-1
				52		65993-1
Ohne Fußstütze		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		63909-8	63908-8

11. ARMLEHNEN

INFO BLATT: ART. NR. 95936-2

		Links	Rechts	Art nr Links	Art nr Rechts
	Armlehne Standard MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	62401	62402
	Armlehne mit breiter Armauflage MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63401	63402
	niedrige Armlehne MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62405	62406
	niedrige Armlehne, mit breitem Armauflage MIT GEPOLSTERTEN SEITENTEILEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63405	63406
	Armlehne mit breitem Keilpolster STANDARDHÖHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62411	62412
	Armlehne mit schmalem Keilpolster STANDARDHÖHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62413	62414
	Armlehne, breite Armauflage, breiter Keilpolster STANDARDHÖHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63411	63412
	Armlehne, breite Armauflage, schmalem Keilpolster STANDARDHÖHE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63413	63414
	Keilformiger Seitenteil breit 7.0CM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63441-1	63442-1
	Keilformiger Seitenteil schmal 5.5CM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63451-1	63452-1
	Abrutschsicherung für Armpolster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62471	62472
	Abrutschsicherung für breites Armlehnenpolster	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63471	63471
	Montage Abrutschsicherung		<input type="checkbox"/>	62471-8	
	winkelverstellbare Hemiplegie- Armlehnen, Hoch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63491	63492
	winkelverstellbare Hemiplegie- Armlehnen, niedrig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63493	63494
	Armlehnenverriegelung, beidseits		<input type="checkbox"/>	62459	
	Armlehnenverriegelung, beidseits montiert		<input type="checkbox"/>	62459-8	
	Ohne Armlehnen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	62400-8	62400-8

SONDERAUSFÜHRUNG

Sonderausführungen von Rollstühlen des Modells HD Balance müssen einer Risikobeurteilung unterzogen werden. Beurteilen Sie, ob für den aktuellen Anwender durch die Umrüstung ein erhöhtes Kipp- und/oder Quetschrisiko besteht. Liegt ein erhöhtes Risiko vor, muss entschieden werden, ob die Sonderausführung trotzdem begründet ist. Vergessen Sie nicht, **Betroffene unbedingt über diese Risiken zu informieren!**



12. BALANCE

INFO BLATT: ART. NR. 95942-2

		Art nr	
Vorversetzte Sitzeinheit (SCHWERPUNKT WIRD VORVERSETZT)	<input type="checkbox"/>	67056-8	SIEHE DOKUMENT 95758, 95759 & Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Rückversetzte Sitzeinheit (SCHWERPUNKT WIRD RÜCKVERSETZT)	<input type="checkbox"/>	67057-8	
Rückversetzte Antriebsräder UM 5 CM NACH HINTEN VERSETZT	<input type="checkbox"/>	67551-8	

13. SITZHÖHE

INFO BLATT: ART. NR. 95943-2

		Art nr	
Anhebung der Sitzhöhe +5 cm	<input type="checkbox"/>	67052-8	SIEHE DOKUMENT 95758, 95759 & Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Absenkung der Sitzhöhe -3 cm	<input type="checkbox"/>	67053-8	
	PUR	<input type="checkbox"/>	67515-1
20" Räder am HD-Balance 24 Absenkung der Sitzhöhe -4cm	Flexel	<input type="checkbox"/>	67516-1
	Luft	<input type="checkbox"/>	67517-1
125x27 Räder am HD-Balance mit kurzer Lenkgabel NUR IN VERBINDUNG MIT 20" HINTERRAD AUSWÄHLBAR	<input type="checkbox"/>	67315	
 Speichenschutz 20" Rad	___ st	15472	
Montage Speichenschutz Balance 20"	<input type="checkbox"/>	15475-8	
 Rückenlehnendistanzen, 3 cm zur Sitztiefenverkürzung, Set 4 Stück	<input type="checkbox"/>	69791-5	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Rückenlehnendistanzen, 3 cm zur Sitztiefenverkürzung, montiert	<input type="checkbox"/>	69791-8	

14. SITZ- UND RÜCKENWINKELVERSTELLUNG

INFO BLATT: ART. NR. 95944-2

		Art nr	
<i>STANDARD: SITZ 0-20°, RÜCKEN 90-120°</i>			
Sitzneigung -5° - 20° ERLAUBT 5° NEIGUNG NACH VORNE	<input type="checkbox"/>	67820-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Größere Sitzneigung 0° - 30° BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS!	<input type="checkbox"/>	67823-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2
Größere Sitzneigung -5° - 30° ERLAUBT 5° NEIGUNG NACH VORNE. BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS!	<input type="checkbox"/>	67824-8	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2

größerer Rückenwinkel 90° - 135°
 BEACHTEN SIE, DASS DAS ANTRIEBSRAD IN DER HINTEREN POSITION MONTIERT SEIN MUSS 67705-8 Sehe Risikoinformationen dok. 95707-2

Rückenwinkel fest (90-105°)
 DER NICHT VERSTELLBARE WINKEL BLEIBT ZWISCHEN 90°-105° EINSTELLBAR. HEBEL + GASFEDER FÜR DIE WIEDERMONTAGE SIND NICHT IN DER LIEFERUNG ENTHALTEN. _____ Grad bei Lieferung (90-105 möglich)

15. GRÖßERE RÜCKENBREITE

INFO BLATT: ART. NR. 95945-2

	Sitzbreite	+4 cm	Art nr	+8 cm	Art nr
Breiteres Rückensystem	38	<input type="checkbox"/>	63298-8	<input type="checkbox"/>	64299-8
MIT KISSEN	42	<input type="checkbox"/>	64298-8	<input type="checkbox"/>	65299-8
FÜHRT ZU EINER GEWISSEN EINSCHRÄNKUNG DER HÖHENEINSTELLUNG DER RÜCKENLEHNE UND DER TIEFENEINSTELLUNG DER ARMLEHNE	46	<input type="checkbox"/>	65298-8		Auf Anfrage
	50		Auf Anfrage		Auf Anfrage

16. REDUZIERTER RÜCKENBREITE

INFO BLATT: ART. NR. 95945-2

	Sitzbreite	-4 cm	Art nr
	38		Auf Anfrage
Reduzierte Rückenbreite	42	<input type="checkbox"/>	62297-8
MIT KISSEN	46	<input type="checkbox"/>	63297-8
	50	<input type="checkbox"/>	64297-8

17. AUSFÜHRUNG FÜR STARK BELASTENDE ANWENDER

INFO BLATT: ART. NR. 95946-2

Federnder Rücken
 SOWOHL FÜR VERSTELLBARE ALS AUCH FÜR FESTE RÜCKEN VERFÜGBAR -

18. BREMSEN, SPEZIALVARIANTEN

INFO BLATT: ART. NR. 95947-2

Anwenderbremse für HD Balance 16	<input type="checkbox"/>	67130-1
Anwenderbremse mit verlängertem Hebel PASSEND ZU BALANCE 24	<input type="checkbox"/>	67115-5

19. ZUBEHÖR SONDERAUSFÜHRUNG

verlängerte Kopf- und Nackenstütze (+10 cm)
 SIEHE INFO BLATT KOPFSTÜTZE/ NACKENSTÜTZE ART.NR. 95932-2 12780-1

ZUBEHÖR

20. KOPFSTÜTZE UND NACKENSTÜTZE

INFO BLATT: ART. NR. 95932-2

	Grau Trevira	Schwarz Trevira	Dartex	Sitzbreite	Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Dartex
<i>DIE KOPF-/NACKENSTÜTZE IST ALS SONDERAUSFÜHRUNG WÄHLBAR. SIEHE ABSCHNITT SONDERAUSFÜHRUNG – ZUBEHÖR; SPEZIALVARIANTEN.</i>							



Kopfstütze Basic 69108-1 69108-3 69108-2



Kopfstütze Side
 SEITLICH VERSTELLBAR 69101-1 69101-3 69101-2

	Kopfstütze Side + MIT HALTERUNGEN, KOPFPELOTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69104-1	69104-3	69104-2
	Kopfpelotte Vario VERSTELLBARER WINKEL	___	___	___	st	69182-1	69182-3	69182-2
	Kopfpelotte fix FESTER WINKEL	___	___	___	st	69181-1	69181-3	69181-2
	Kopfstützenüberzug wird zusätzlich über den vorhanden verwendet SCHWARZ			___	st	-	49911	-
	Nackenstütze, Side SEITLICH VERSTELLBAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69111-1	69111-3	69111-2
	Nackenstütze, Side+ MIT HALTERUNGEN KOPFPELOTEN SIND SEPARAT ZU BESTELLEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		69114-1	69114-3	69114-2
	Kopfpelotte für Nackenstütze, Vario VERSTELLBARER WINKEL	___	___	___	st	69191-1	69191-3	69191-2
	Extra überzug, Kopfstütze Basic	___	___	___	st	49922	49952	49924
	Extra überzug, Kopfstütze Side	___	___	___	st	49921	49951	49923
	Extra überzug, Nackenstütze Side	___	___	___	st	49926	49953	49927
	Extra überzug, Seitenstütze FÜR KOPFSTÜTZE UND NACKENSTÜTZE	___	___	___	st	49931	49941	49932

21. RUMPFPELOTEN






INFO BLATT: ART. NR. 95931-2

			Grau Trevira	Schwarz Trevira	Dartex		Art nr Grau	Art nr Schwarz	Art nr Dartex
	Standard, Schmale Position OHNE HALTERUNG		___	___	___	st	69301-1	69301-3	69301-2
	Standard, Breite Position OHNE HALTERUNG		___	___	___	st	69302-1	69302-3	69302-2
	Einstellbar Kurz OHNE HALTERUNG		___	___	___	st	69311-1	69311-3	69311-2
	Einstellbar Lang OHNE HALTERUNG		___	___	___	st	69312-1	69312-3	69312-2
	Einstellbar Mini OHNE HALTERUNG				___	st	-	69332-3	-
	Wegschwenkbar Standard, Schmale Position PER KNOPFDROCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69305-1	69305-3	69305-2
		Rechts	___	___	___	st	69306-1	69306-3	69306-2
	Wegschwenkbar Standard Breite Position PER KNOPFDROCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69307-1	69307-3	69307-2
		Rechts	___	___	___	st	69308-1	69308-3	69308-2

	Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69315-1	69315-3	69315-2
		Rechts	___	___	___	st	69316-1	69316-3	69316-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Kurz Breite Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69317-1	69317-3	69317-2
		Rechts	___	___	___	st	69318-1	69318-3	69318-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Lang Schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69325-1	69325-3	69325-2
		Rechts	___	___	___	st	69326-1	69326-3	69326-2
	Wegschwenkbar Einstellbar Lang Breite Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links	___	___	___	st	69327-1	69327-3	69327-2
		Rechts	___	___	___	st	69328-1	69328-3	69328-2
	Wegschwenkbar, Einstellbar, Mini, schmale Position PER KNOPFDRUCK AUSSCHWENKBAR OHNE HALTERUNG	Links				st	-	69323-1	-
		Rechts				st	-	69323-2	-
	Halterung für Rumpfstütze 1 ST					st	69351-1		
	Montage Rumpfstütze							<input type="checkbox"/>	69351-8

22. ABDUKTIONSKEIL









INFO BLATT: ART. NR. 95948-2

					Dartex	Art nr	
	Abduktionskeil, klein OHNE HALTERUNG				___ st	69605-2	
	Abduktionskeil, groß OHNE HALTERUNG				___ st	69606-2	
	Abduktionskeil vorgelagert, klein OHNE HALTERUNG				___ st	69615-2	
	Abduktionskeil vorgelagert, groß OHNE HALTERUNG				___ st	69616-2	
	Halterung für Abduktionskeil 1 ST				___ st	69620-1	
	Abduktionskeil montiert					<input type="checkbox"/>	69620-8

23. TISCH

INFO BLATT: ART. NR. 95930-2

		Menge	Art nr
	Tisch PC	38	69521
	OHNE POLSTERUNG	___ st	42
	OHNE HALTERUNG		46
			50
			69551

	Tisch PC MIT POLSTERUNG OHNE HALTERUNG		38	69522
		___ st	42	69532
			46	69542
			50	69552
	Tisch Holz (Eiche) OHNE POLSTERUNG OHNE HALTERUNG		38	69525
		___ st	42	69535
			46	69545
			50	69555
	Tisch Holz (Eiche) MIT POLSTERUNG OHNE HALTERUNG		38	69526
		___ st	42	69536
			46	69546
			50	69556
	Gepolsterter Tisch OHNE HALTERUNG		38-42	69592
		___ st	46-52	69594
	Halbseitentherapietisch ohne Halterung	Vänster ___ st		69581
		Höger ___ st		69582
	Halterung für Tisch 2 ST	___ st		69515-1
	Halterung für Tisch mit Verriegelung, 2 ST	___ st		69515-5
	Halterung für Halbseitentherapietisch, mit Verriegelung	Vänster ___ st		69585-1
		Höger ___ st		69585-2
	Tischhalterungen montiert	<input type="checkbox"/>		69515-8

24. POSITIONIERUNGSGURT

INFO BLATT: ART. NR. 95949-2

		Menge	Art nr
	Positionierungsgurt 2 Befestigungspunkte OHNE BEFESTIGUNG	___ st	13541
	Positionierungsgurt 4 Befestigungspunkte OHNE BEFESTIGUNG	___ st	13542
	Befestigung für Gurt 2 ST	___ st	69710-1
	MONTAGE DER BEFESTIGUNG	<input type="checkbox"/>	69710-8
	Gurthalter für Flexi-Back PAAR MIT HALTERUNG FÜR DIE UNTEREN GURTE	___ st	69720-5
	Gurthalter für Rückenplatte PAAR MIT HALTERUNG FÜR DIE UNTEREN GURTE	___ st	69730-5
	Montage Gurthalter	<input type="checkbox"/>	69720-8 69730-8

25. ELEKTRISCHE FUNKTIONEN

INFO BLATT: ART. NR. 95951-2

Art nr

	Elektrische Sitz- und Rückenwinkelverstellung NUR IN VERBINDUNG MIT STANDARDVERSTELLBEREICHEN 0-20° (SITZ) UND (90-120°) RÜCKEN	<input type="checkbox"/>	69801
	Elektrische Sitzwinkelverstellung NUR IN VERBINDUNG MIT STANDARDVERSTELLBEREICHEN 0-20° (SITZ)	<input type="checkbox"/>	69802

26. ANDERE ZUBEHÖR

INFO BLATT: ART. NR. 95950-2

Menge

Art nr

	Kissen zur Sitzverengung 1 cm	___ par	69680		
	Profilstopp HILFT BEI DER MONTAGE DER KOPF-, NACKEN UND RUMPFSTÜTZE IN DER RICHTIGEN POSITION	___ st	12799		
	Taschenhaken	___ st	13605		
	Taschenhaken montiert	<input type="checkbox"/>	13605-8		
	Infusionsständer OHNE KLAMMER	___ st	69760		
	Klammer für Infusionsständer	LINKS	___ st	69750-1	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-1
		RECHTS	___ st	69750-2	
	Infusionsständerhalterung montiert	<input type="checkbox"/>	69750-8		
	Halterung für 1 Liter Sauerstoffflasche	___ st	56904	Sehe Risikoinformationen dok. 95707-1	
	Halterung für 2 Liter Sauerstoffflasche	___ st	56905		
	Sauerstoffflaschenhalterung montiert	<input type="checkbox"/>	56904-8		

Bemerkungen



CS HUMAN MOBILITY GmbH

Telefon: +49 (0) 3412612498

Telefax: +49 (0) 3412612482

E-Mail: info@cs-humanmobility.com